


FRESAS BUCOMAXILO MAYURAH

As fresas bucomaxilofaciais são instrumentos de corte de alta precisão, desenvolvidos para procedimentos em **cirurgia bucomaxilo e da face**, incluindo raspagens, perfurações, osteotomias e desgastes ósseos. Sua geometria cuidadosamente projetada, com corte eficiente e controlado, contribui para maior segurança durante o procedimento, auxiliando na preservação das estruturas anatômicas adjacentes.


A elevada concentricidade do instrumento, aliada ao revestimento à base de diamante e à afiação fina e precisa, proporciona cortes exatos, suaves e de fácil controle para o cirurgião. Essas características favorecem maior desempenho operatório, agilidade no ato cirúrgico e redução de riscos ao paciente.

Indicadas em procedimentos de bucomaxilo e face, as fresas são fabricadas em aço inoxidável cirúrgico e revestidas com diamante DLC de última geração, oferecendo altíssima dureza, baixo coeficiente de atrito e mínima espessura de revestimento. O resultado é um **corte durável, estável e preciso**, mantido do início ao fim da intervenção cirúrgica.




Fresa Esférica Diamantada: Produzida em aço cirúrgico de alta performance, com excelente concentricidade e diamantes na granulometria ideal. Oferece corte preciso, estável e uniforme em tecidos ósseos, atuando exclusivamente em materiais duros e preservando totalmente os tecidos moles.

Dimensões	Engate Liso Tipo HP	Engate J
Ø0,7 x 50/70mm	D.002.0700.050HP / 070HP	D.002.0700.050J / 070J
Ø1,5 x 50/70mm	D.002.1500.050HP / 070HP	D.002.1500.050J / 070J
Ø2,7 x 50/70mm	D.002.2700.050HP / 070HP	D.002.2700.050J / 070J
Ø3,0 x 50/70mm	D.002.3000.050HP / 070HP	D.002.3000.050J / 070J
Ø4,0 x 50/70mm	D.002.4000.050HP / 070HP	D.002.4000.050J / 070J
Ø5,0 x 50/70mm	D.002.5000.050HP / 070HP	D.002.5000.050J / 070J
Ø6,0 x 50/70mm	D.002.6000.050HP / 070HP	D.002.6000.050J / 070J



Fresa Esférica Cortante: Fabricada em aço cirúrgico de elevada dureza, possui afiação superior que permite corte em todas as direções, inclusive no topo. Garante furações de posicionamento precisas e cortes laterais eficientes, mantendo excelente controle operatório.

Dimensões	Engate Liso Tipo HP	Engate J
Ø2,0 x 50/70mm	E.003.2000.050HP / 070HP	E.003.2000.050J / 070J
Ø3,0 x 50/70mm	E.003.3000.050HP / 070HP	E.003.3000.050J / 070J
Ø4,0 x 50/70mm	E.003.4000.050HP / 070HP	E.003.4000.050J / 070J
Ø5,0 x 50/70mm	E.003.5000.050HP / 070HP	E.003.5000.050J / 070J
Ø6,0 x 50/70mm	E.003.6000.050HP / 070HP	E.003.6000.050J / 070J



Fresa Oval Cortante (EGG): Engenharia refinada para desgaste, raspagem, polimento e escultura de tecidos ósseos. Sua afiação no topo também possibilita furações precisas, tornando-a uma ferramenta versátil e confiável.

Dimensões	Engate Liso Tipo HP	Engate J
Ø4,0 x 50/70mm	O.005.4010.050HP / 070HP	O.005.4010.050J / 070J
Ø5,0 x 50/70mm	O.005.5010.050HP / 070HP	O.005.5010.050J / 070J

ENGATES



Liso Tipo HP

Nomenclatura "H"
no pedido



Engate J

Nomenclatura "J"
no pedido

DIFERENCIAIS MAYURAH REVESTIMENTO DIAMANTE

ALTÍSSIMA DUREZA

Mantém a eficiência de corte durante todo o procedimento.

BAIXÍSSIMO COEFICIENTE DE ATRITO

Reduz o esforço de corte e a temperatura gerada, promovendo melhor cicatrização óssea e dos tecidos.

ESPESSURA ULTRAFINA DO REVESTIMENTO

Preserva o desempenho ativo da fresa, garantindo cortes vivos e eficientes, com redução no tempo cirúrgico.

Revestimento DLC
Diamante

Esterilização ETO
Óxido de etileno

Validade
3 anos

Fabricação
Processo Suíço

FRESAS BUCOMAXILO MAYURAH

As fresas bucomaxilofaciais são instrumentos de corte de alta precisão, desenvolvidos para procedimentos em **cirurgia bucomaxilo e da face**, incluindo raspagens, perfurações, osteotomias e desgastes ósseos. Sua geometria cuidadosamente projetada, com corte eficiente e controlado, contribui para maior segurança durante o procedimento, auxiliando na preservação das estruturas anatômicas adjacentes.

A elevada concentricidade do instrumento, aliada ao revestimento à base de diamante e à afiação fina e precisa, proporciona cortes exatos, suaves e de fácil controle para o cirurgião. Essas características favorecem maior desempenho operatório, agilidade no ato cirúrgico e redução de riscos ao paciente.

Indicadas em procedimentos de bucomaxilo e face, as fresas são fabricadas em aço inoxidável cirúrgico e revestidas com diamante DLC de última geração, oferecendo altíssima dureza, baixo coeficiente de atrito e mínima espessura de revestimento. O resultado é um **corte durável, estável e preciso**, mantido do início ao fim da intervenção cirúrgica.




Fresa Pera: Possui design cônico que otimiza o desgaste, a raspagem, o polimento e a escultura de tecidos ósseos, proporcionando uma operação suave, remoção eficiente de matéria e excelente acabamento cirúrgico.

Dimensões	Engate Liso Tipo HP	Engate J
Ø5,0 x 50/70mm	P.006.5010.050HP / 070HP	P.006.5010.050J / 070J
Ø7,0 x 50/70mm	P.006.7010.050HP / 070HP	P.006.7010.050J / 070J



Fresa Lindemann: Indicada para osteotomias e cortes laterais com alta precisão. A ponta ativa permite abertura de acessos por furação direta, oferecendo rapidez, estabilidade e segurança durante o procedimento.

Dimensões	Engate Liso Tipo HP	Engate J
Ø1,6 x 50/70mm	L.015.1618.050HP / 070HP	L.015.1618.050J / 070J
Ø2,1 x 50/70mm	L.015.2112.050HP / 070HP	L.015.2112.050J / 070J



Fresa Cabeça de Fósforo: Projetada para raspagens delicadas e precisas. Indica-se para cirurgias faciais, cranianas e da coluna, com excelente desempenho em abordagens minimamente invasivas, como craniotomias "keyhole", foraminotomias e procedimentos maxilocraniofaciais.

Dimensões	Engate Liso Tipo HP	Engate J
Ø1,5 x 50/70mm	F.015.1505.050HP / 070HP	F.015.1505.050J / 070J
Ø1,8 x 50/70mm	F.015.1805.050HP / 070HP	F.015.1805.050J / 070J
Ø2,3 x 50/70mm	F.015.2305.050HP / 070HP	F.015.2305.050J / 070J
Ø3,1 x 50/70mm	F.015.3105.050HP / 070HP	F.015.3105.050J / 070J
Ø4 x 50/70mm	F.015.4005.050HP / 070HP	F.015.4005.050J / 070J



Fresa Cônica: Possui ângulos de corte que garantem ação cortante suave, precisa e com mínimo aquecimento. Sua ponta ativa permite furação de alta performance, tornando-a ideal para diversas etapas de procedimentos ósseos.

Dimensões	Engate Liso Tipo HP	Engate J
Ø1,2 x 55/70mm	C.700.1205.055HP / 070HP	C.700.1205.055J / 070J
Ø1,6 x 55/70mm	C.700.1605.055HP / 070HP	C.700.1605.055J / 070J
Ø2,1 x 55/70mm	C.700.2105.055HP / 070HP	C.700.2105.055J / 070J

ENGATES



Liso Tipo HP

Nomenclatura "H"
no pedido



Engate J

Nomenclatura "J"
no pedido

DIFERENCIAIS MAYURAH REVESTIMENTO DIAMANTE

ALTÍSSIMA DUREZA

Mantém a eficiência de corte durante todo o procedimento.

BAIXÍSSIMO COEFICIENTE DE ATRITO

Reduz o esforço de corte e a temperatura gerada, promovendo melhor cicatrização óssea e dos tecidos.

ESPESSURA ULTRAFINA DO REVESTIMENTO

Preserva o desempenho ativo da fresa, garantindo cortes vivos e eficientes, com redução no tempo cirúrgico.

Revestimento DLC
Diamante

Esterilização ETO
Óxido de etileno

Validade
3 anos

Fabricação
Processo Suíço