

FRESAS CRANIÓTOMO MAYURAH

As fresas-craniótomo são instrumentos de corte de alta precisão, **desenvolvidos para uso em neurocirurgias**, especialmente em procedimentos de craniotomia. Sua geometria com corte exclusivamente lateral contribui para maior segurança cirúrgica, auxiliando na proteção da dura-máter durante o procedimento.

A elevada concentricidade do instrumento, aliada ao revestimento à base de diamante e à afiação fina e precisa, proporciona **cortes exatos, suaves e de fácil controle** para o cirurgião. Essas características favorecem maior desempenho operatório, mais agilidade no ato cirúrgico e redução de riscos ao paciente.

Indicadas à **procedimentos de craniotomia**, as fresas Mayurah são fabricadas em aço inoxidável cirúrgico e revestidas com diamante DLC de última geração, as fresas oferecem altíssima dureza, baixo coeficiente de atrito e espessura mínima de revestimento. **O resultado é um corte durável, estável e preciso do início ao fim do procedimento.**



Fresa para Craniotomia 12x90mm, possui comprimento de corte menor e comprimento total menor ajudam na rigidez e melhora no corte

Ø1,60 x 12 x 90

CR.007.1612.090N3



Fresa para Craniotomia 16x95mm, possui um comprimento de corte de 16 mm e total de 95mm abrangendo grande parte dos procedimentos

Ø1,60 x 16 x 95

CR.007.1616.095N3



Fresa para Craniotomia 20x95mm, possui um comprimento de corte de 20 mm e total de 105mm essa dimensões proporcionam atender maior liberdade de posicionamentos, espessuras cranianas maiores e acessos mais complexos

Ø1,60 x 20 x 105

CR.007.1620.105N3

ENGATE



Tipo N3 compatível com craniótomo Stryker

DIFERENCIAIS MAYURAH REVESTIMENTO DIAMANTE

ALTÍSSIMA DUREZA

Mantém a eficiência de corte durante todo o procedimento.

BAIXÍSSIMO COEFICIENTE DE ATRITO

Reduz o esforço de corte e a temperatura gerada, promovendo melhor cicatrização óssea e dos tecidos.

ESPESSURA ULTRAFINA DO REVESTIMENTO

Preserva o desempenho ativo da fresa, garantindo cortes vivos e eficientes, com redução no tempo cirúrgico.

Notificação ANVISA
82567909002

Revestimento DLC
Diamante

Esterilização ETO
Óxido de etileno

Validade
3 anos

Fabricação
Processo Suíço