

FRESAS PERCUTÂNEA MAYURAH

As fresas percutâneas foram desenvolvidas para **cirurgias minimamente invasivas**, proporcionando cortes, desbastes e perfurações ósseas com **alta precisão**. Sua tecnologia **reduz o trauma cirúrgico**, acelera o tempo de recuperação e diminui significativamente os riscos de complicações pós-operatórias.

Indicadas em **procedimentos ortopédicos** como osteotomias e ressecções ósseas, especialmente em cirurgias do **pé e tornozelo**.



Fresa Twist Ø5 para desgaste e raspagem óssea com grande remoção de exostoses.

Ø5 x 14 x 65 | Comprimento disponível: 65 mm

Código para Pedido: P.001.0514.065H | P.001.0514.065J



Fresa Twist Ø2,9 para raspagens ósseas finas, exostoses de tamanhos moderados e grandes.

Ø2,9 x 13 x 65 / 75 | Comprimentos disponíveis: 65 mm e 75 mm

P.001.29132.065H | P.001.29132.075H | P.001.29132.065J | P.001.29132.075J



Fresa Twist Ø4,3 para raspagens ósseas finas, exostoses de tamanhos moderados e grandes.

Ø4,3 x 13 x 65 / 75 | Comprimentos disponíveis: 65 mm e 75 mm

P.001.43132.065H | P.001.43132.075H | P.001.43132.065J | P.001.43132.075J



Fresa Twist Ø2 de corte lateral para exostoses médias e osteotomias em dedos menores.

Ø2 x 08 x 65 | Comprimento disponível: 65 mm

P.001.0208.065H | P.001.0208.065J



Fresa Twist Ø2,2 de corte lateral para exostoses médias e osteotomias em dedos menores.

Ø2,2 x 12 x 65 | Comprimento disponível: 65 mm

P.001.22121.065H | P.001.22121.065J



Fresa Flash Ø2 de corte lateral para exostoses médias e osteotomias em dedos menores.

Ø2 x 14 x 65 / 75 | Comprimentos disponíveis: 65 mm e 75 mm

P.001.0214.065H | P.001.0214.075H | P.001.0214.065J | P.001.0214.075J



Fresa Flash Ø2,5 de corte lateral para exostoses médias e osteotomias em dedos menores.

Ø2,5 x 20 x 65 / 75 | Comprimentos disponíveis: 65 mm e 75 mm

P.001.2520.065H | P.001.2520.075H | P.001.2520.065J | P.001.2520.075J



Fresa Flash Ø3,5 de corte lateral para exostoses médias e osteotomias em dedos menores.

Ø3,5 x 13 x 65 / 75 | Comprimentos disponíveis: 65 mm e 75 mm

P.001.3513.065H | P.001.3513.075H | P.001.3513.065J | P.001.3513.075J




Fresa Flash Ø2,2 de corte lateral para exostoses médias e osteotomias em dedos menores.

Ø2,2 x 12 x 65 / 75 | Comprimentos disponíveis: 65 mm e 75 mm


P.001.2212.065H | P.001.2212.075H | P.001.2212.065J | P.001.2212.075J

ENGATES



Liso Tipo HP

Nomenclatura "H" no pedido



Engate J

Nomenclatura "J" no pedido

DIFERENCIAIS MAYURAH REVESTIMENTO DIAMANTE

ALTÍSSIMA DUREZA

Mantém a eficiência de corte durante todo o procedimento.

BAIXÍSSIMO COEFICIENTE DE ATRITO

Reduz o esforço de corte e a temperatura gerada, promovendo melhor cicatrização óssea e dos tecidos.

ESPESSURA ULTRAFINA DO REVESTIMENTO

Preserva o desempenho ativo da fresa, garantindo cortes vivos e eficientes, com redução no tempo cirúrgico.

Notificação ANVISA
82567909001

Revestimento DLC
Diamante

Esterilização ETO
Óxido de etileno

Validade
3 anos

Fabricação
Processo Suíço